



GLOBUS

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA

48 PROGRAMMI

8 Dolore – 10 Rehab - 10 Salute - 8 Rehab-Sport – 12 Estetica

- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **48 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **1 PROGRAMMA LIBERO**
- **POTENZA GAUSS:** 0-125 Gauss di Picco per canale (2 canali); 0-70 Gauss Medi per canale (2 canali); Potenza regolabile con step di 5
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 1 in tessuto dimensione ca.30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm
- **DISPLAY:** un ampio e luminoso display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare

• APPLICAZIONI SPECIFICHE

AZIONE ANTI INVECCHIAMENTO TISSUTALE
TRATTAMENTI PER PATOLOGIE VENOSE
TRATTAMENTI DERMATOLOGICI
TRATTAMENTI ORTOPEDICI
TRATTAMENTI GINECOLOGICI
TRATTAMENTI ZONA FACIALE
TRATTAMENTI MUSCOLARI
TRATTAMENTI OSSEO-TENDINEI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
Intensità erogabile: 125 Gauss di picco per canale; 70 Gauss di media per canale
Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 5
DutyCycle: 5-100% step di 5
Alimentazione: a rete 220V
Display grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joystick
Dispositivo in Classe II tipo BF
Standard: EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

DOTAZIONE

1 borsa
1 diffusore Morbido Flessibile e Estensibile (lunghezza min 30, max 40 x larghezza 10 cm)
1 unità magnetoterapia Magnum XL
1 alimentatore
1 manuale d'uso



GLOBUS



GLOBUS

MAGNUM XL

Elenco programmi

SALUTE

Dermatiti
Piaghe e ulcere
Formicolii - mani calde/fredde
Asma e bronchite
Disfunzioni Ginecologiche
Disturbi climaterici
Impotenza sessuale
M. Reumatiche degenerative e infiam.
Osteopatia
Rinite e sinusite

REHAB-SPORT

Tendinite
Strappi muscolari
Ematomi
Contusioni
Distorsione caviglia
Meniscopatia ginocchio
Epicondilita e borsite del gomito
Periartrite scapolo-omeroale/lesioni spalla

ESTETICA

Drenaggio addome e arti superiori
Drenaggio cosce -glutei - fianchi
Cellulite addome e arti superiori
Cellulite cosce -glutei - fianchi
Stati edematosi
Trattamento gambe e piedi gonfi
Trattamento Riattivante
Trattamento tonificante tissutale
Acne
Rughe facciali
Smagliature
Vene varicose

DOLORE

Cefalea
Mal di testa-emicrania
Dolore colonna vertebrale
Lombalgia
Sciatalgia
Dolori mestruali

Gengivite - mal di denti - stomatite
Dolori muscolari

REHAB

Artrite
Artrosi
Artrosi cervicale
Artrosi mano
Artrosi lombare -dolori alla schiena
Artrosi anca
Fratture
Ritardo consolidazione fratture
Osteoporosi
Torcicollo



GLOBUS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Via Vittorio Veneto 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel (+39)0438.7933 - Fax (+39)0438.793363 - info@globuscorporation.com - www.globuscorporation.com